


pGEM-T easy 产品说明书

产品信息

产品货号	载体名称	出品公司	质粒用途	原核抗性
HG-VKP1342	pGEM-T easy	Promega	克隆载体	Amp ⁺

质粒图谱



Propagation in *E.coli*

- (1) 克隆菌株: DH5 α 、TOP10、XL1-Blue 等均可。
- (2) 原核抗性: Amp⁺, 工作浓度建议为 100ug/ml。
- (3) 培养温度: 37 $^{\circ}$ C。